

Pokyny externím zákazníkům k odběru a uchování vzorků vody ze studny, vrtu

1 litrová plastová vzorkovnice (PE, velká láhev) pro chemický rozbor
250 nebo 500 ml skleněná sterilní vzorkovnice s pro mikrobiologický rozbor

Dezinfekční sprej (např. Desident, Desprej) k dezinfekci odběrového kohoutku nebo
zapalovač k opálení kohoutku

Postup při odběru vzorku z vodovodního kohoutku:

- Odstraňte z kohoutku sítko, případně umělohmotné nástavce a perlátory.
- Proveďte dezinfekci odběrového kohoutku. Například použít dezinfekční sprej Desident (nechat působit cca 1 minutu), eventuálně je možno plamenem opálit konec vodovodního kohoutku.
- Pusťte vodu a nechat cca 3 - 5 minut odtáčet středním proudem.
- Opatrně uvolněte alobal na zátce skleněné vzorkovnice – alobal neodstraňovat ze zátky! Zásadně nesahat na hrdlo vzorkovnice!
- Vzorkovnici nevyplachovat! Vzorkovnici naplňte po ohyb tak, aby pod zátkou zůstala vzduchová bublina (přibližně 2 cm vysoká – naplnit po rysku).
- Hrdlo naplněné vzorkovnice uzavřete zátkou a zajistěte alobalem (přitisknout k hrdlu vzorkovnice).
- Litrovou plastovou vzorkovnici (velká láhev) a 250 ml skleněnou vzorkovnici pro chemický rozbor vypláchněte odebíraným vzorkem vody a naplňte až po okraj tak, aby ve vzorkovnici nezůstala vzduchová bublina.
- Pokud není vzorek předán ihned po odběru, je nutné ho uchovávat v chladu a temnu při cca 4 °C.
- Předání vzorku je třeba provést maximálně do 24 hodin od ukončení odběru.

Výdej vzorkovnic pro odběr vzorku v laboratoři:

Vzorkovnice pro odběr vzorku je možné vyzvednout ve dnech pondělí - čtvrtek v době od 7,00 – 14,30 hodin, příp. dle dohody

Předání výsledků rozborů:

Výsledky rozborů budou zaslány poštou/e-mailem (dle požadavku zákazníka v Objednávce rozboru vody).

Výsledky analýz jsou vyhodnoceny srovnáním s limity uvedenými ve vyhlášce č. 252/2004 Sb. v platném znění; nejistota měření není v souladu s vyhláškou při hodnocení shody výsledků s předepsanými limity zohledněna.

Kontakty

Ing. Kateřina Stinglová; tel: 724 112 855

e-mail: katerina.stinglova@vosrok.cz, iveta.trckova@vosrok.cz